


Kit Cânula b.Pack

Reg. ANVISA: 80195529015.

**PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO
PROIBIDO REPROCESSAR
PRODUTO DE USO ÚNICO**



BRAMSYS

BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AV. DR. ALBERTO SAN JUAN, 350
18530-000 – TIETÊ – SP
CNPJ: 04.729.995/0001-87
Indústria Brasileira



ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos poderá culminar em complicações.

A disponibilização desta Instrução de Uso em formato não impresso – meio digital (www.bramsys.com.br/instrucoes-de-uso) está em conformidade com a RDC nº 751/2022. Requer a utilização de um leitor de PDF e para obter o programa faça o download gratuito em: <https://www.adobe.com/br/acrobat/pdf-reader.html>.

Verifique no rótulo do produto a sua data de fabricação, e faça o download da versão da instrução de uso correspondente àquela data ou anterior. Não utilize instrução de uso com revisão/data (Revisão: XX - dia/mês/ano) diferente do produto adquirido.

Para obter a instrução de uso em formato impresso, entre em contato através do e-mail sac@bramsys.com.br. Não há custo adicional para o envio da instrução de uso do produto no formato impresso ou digital.

Esta instrução de uso é compatível com todos os modelos comerciais da família Kit Cântula b.Pack.

INSTRUÇÕES DE USO

KIT CÂNULA B.PACK

INDICAÇÕES DE USO/ FINALIDADE

O Kit Cântula b.Pack é indicado para bloqueios anestésicos ou neurolíticos de nervos periféricos, plexos nervosos, gânglios simpáticos e bloqueios articulares, além de infiltrações e punções diagnósticas ou terapêuticas (articulares ou extra-articulares), com ou sem uso de imagem. Proporciona segurança e precisão nos procedimentos, podendo ser utilizado com anestésicos locais, agentes neurolíticos e/ou toxina botulínica, e com estimulação elétrica (sensitiva e motora) para localização do alvo. A escolha da técnica e dos agentes é de responsabilidade do médico.

MODELOS COMERCIAIS E CONTEÚDO

Código	Ø	Comprimento	Ponta Ativa
BPK-18050-5	18G	50mm	5
BPK-18070-5	18G	70mm	5
BPK-18070-10	18G	70mm	10
BPK-18100-5	18G	100mm	5
BPK-18100-10	18G	100mm	10
BPK-18150-5	18G	150mm	5
BPK-18150-10	18G	150mm	10
BPK-20050-5	20G	50mm	5
BPK-20070-5	20G	70mm	5
BPK-20100-5	20G	100mm	5
BPK-20100-10	20G	100mm	10
BPK-20150-5	20G	100mm	5
BPK-20150-10	20G	150mm	10
BPK-21050-5	21G	50mm	5
BPK-21070-10	21G	70mm	10
BPK-21100-5	21G	100mm	5
BPK-21100-10	21G	100mm	10
BPK-21150-5	21G	150mm	5
BPK-21150-10	21G	150mm	10

Os modelos comerciais do produto Kit Cântula b.Pack são compostos pelos seguintes itens:

Itens	Especificações técnicas
(1) Cântula	Diâmetro: 18G; 20G e 21G Comprimento: 50mm; 70mm; 100mm e 150mm Ponta ativa: 5mm e 10mm Composição química: Aço inox 304L/316L, poliéster, poliacetal, polietileno de baixa densidade
(1) Escala de planejamento cirúrgico	Composição química: PVC
(1) Marcador cirúrgico	Composição química: Polipropileno, poliéster, violeta Genciana 3% e álcool isopropanol 30%

Os modelos comerciais são fornecidos na seguinte apresentação:

- Embalagem primária: Envelope grau cirúrgico contendo todos os itens que compõe o kit, conforme apresentação acima, juntamente com as 5 etiquetas de rastreabilidade.
- Embalagem secundária: Caixa de embalagem individual, constituída de papel duplex, contendo embalagem primária.
- Embalagem terciária: Caixa de transporte.

Cada embalagem contém apenas 1 (um) modelo comercial do Kit Cântula b.Pack.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Certificar-se que a embalagem não está danificada.
2. Remover itens da embalagem em ambiente limpo utilizando técnicas assépticas.
3. Posicionar o paciente de acordo com o procedimento cirúrgico a ser realizado.

OBS: Caso necessário, utilizar a Escala de planejamento cirúrgico e o Marcador cirúrgico para auxiliar o planejamento da punção e a localização do alvo desejado.

4. Preparar área de punção da pele usando técnicas assépticas e antissépticas.
5. Realizar a punção percutânea da cântula.

OBS: Caso necessário, utilizar fluoroscopia, ultrassonografia, ou raio-x

para auxiliar a punção no alvo.

6. Conectar o cabo de estimulação ao equipamento estimulador para auxiliar a localização do nervo através do estímulo sensitivo e motor.

7. Realizar procedimento conforme desejado.

8. Após o término do procedimento, todos os materiais deverão ser descaracterizados e descartados em local apropriado, seguindo os regulamentos aplicáveis ao descarte de material perfurocortante e contaminado adotados pelo hospital.

CONTRAINDICAÇÕES

- Infecção ou hematoma na proximidade do local do procedimento.
- Gravidez.
- Alterações neurológicas conhecidas no pré-operatório são uma contraindicação relativa.
- Alterações na coagulação, por exemplo, durante a terapia com anticoagulantes são uma contraindicação relativas.
- Incapacidade de obter o consentimento do doente.
- Hipersensibilidade conhecida aos materiais utilizados.
- Alergia ao contraste, antibióticos e ou anestésicos locais utilizados no procedimento.
- Qualquer condição médica, pós cirúrgica, congênita, anatômica ou psicológica que aumente o risco de redução da performance do procedimento.
- O uso de anestesia geral não é indicado. Durante o procedimento pode ser necessário uma resposta sensitiva do paciente, dessa forma, é recomendado que o tratamento seja realizado sob anestesia local.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro além de proteger contra possíveis riscos.
- Não utilize o produto fora da data de validade, sempre verificar se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, NÃO UTILIZE, pois a garantia de sua esterilidade estará comprometida.
- Este produto é de uso único, esterilizado por Óxido de Etileno (ETO).
- É proibido reprocessar este produto, devendo ser destruído e descartado em LIXO HOSPITALAR.
- Nenhuma modificação é permitida neste produto.
- O descarte do produto após o uso deve seguir os regulamentos aplicáveis ao descarte de material perfurocortante e contaminado, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde do hospital, em concordância com orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e previsto na RDC 222/2018.

CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Para manter a integridade do produto, este deve:

- Ser armazenado e transportado sempre protegido da luz do sol, altas temperaturas, umidades excessivas, sujeiras e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.
- Não coloque sob peso ou volumes, pois poderão trazer danos a características técnicas do produto.
- Não coloque próximo ou junto de categorias diferentes, pois eles poderão trazer danos a suas características técnicas.
- Devem ser acondicionados e transportados seguindo as boas práticas para o transporte de produtos esterilizados.
- Este produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO) e não deve ter a embalagem danificada antes do uso.
- O transporte do produto deverá ser feito em sua embalagem original.
- Temperatura de armazenamento: Entre 15°C a 30°C.
- Umidade de armazenamento: 30% a 80%.

Registro ANVISA nº 80195529015

CERTIFICADO DE GARANTIA

A empresa **BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob n.º UY44WX94W79M, garante por **24 meses**, a partir da data de esterilização a qualidade e a condição de estéril deste produto, exceto nos casos de mau uso ou descumprimento das orientações constantes

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Tel: +55 11 5013 0010

E-mail: sac@bramsys.com.br

Site: www.bramsys.com.br



ATENCIÓN: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización. Cumpla con todas las advertencias y precauciones mencionadas en estas instrucciones. El incumplimiento de estos puntos puede ocasionar complicaciones.

La disponibilidad de este Instructivo de Uso en formato no impreso – medio digital (www.bramsys.com.br/instrucoes-de-uso) está en conformidad con la RDC nº 751/2022. Requiere el uso de un lector de PDF; para obtener el programa, realice la descarga gratuita en: <https://www.adobe.com/br/acrobat/pdf-reader.html>.

Verifique en la etiqueta del producto su fecha de fabricación y descargue la versión del instructivo de uso correspondiente a esa fecha o anterior. No utilice un instructivo de uso con revisión/fecha (Revisión: XX - día/mes/año) diferente al producto adquirido.

Para obtener el instructivo de uso en formato impreso, comuníquese a través del correo electrónico sac@bramsys.com.br. No hay costo adicional para el envío del instructivo de uso del producto en formato impreso o digital.

Esta instrucción de uso es compatible con todos los modelos comerciales de la familia Kit Cánula b.Pack.

INSTRUCCIONES DE USO

KIT CÁNULA B.PACK

INDICACIÓN DE USO / FINALIDAD

El Kit Cánula b.Pack está indicado para bloqueos anestésicos o neurolíticos de nervios periféricos, plexos nerviosos, ganglios simpáticos y bloqueos articulares, así como para infiltraciones y punciones diagnósticas o terapéuticas (articulares o extraarticulares), con o sin el uso de imagen. Proporciona seguridad y precisión en los procedimientos, pudiendo ser utilizado con anestésicos locales, agentes neurolíticos y/o toxina botulínica, y con estimulación eléctrica (sensitiva y motora) para la localización del objetivo. La elección de la técnica y de los agentes es responsabilidad del médico.

MODELOS COMERCIAIS E CONTEÚDO

Código	Ø	Longitud	Punta Activa
BPK-18050-5	18G	50mm	5
BPK-18070-5	18G	70mm	5
BPK-18070-10	18G	70mm	10
BPK-18100-5	18G	100mm	5
BPK-18100-10	18G	100mm	10
BPK-18150-5	18G	150mm	5
BPK-18150-10	18G	150mm	10
BPK-20050-5	20G	50mm	5
BPK-20070-5	20G	70mm	5
BPK-20100-5	20G	100mm	5
BPK-20100-10	20G	100mm	10
BPK-20150-5	20G	100mm	5
BPK-20150-10	20G	150mm	10
BPK-21050-5	21G	50mm	5
BPK-21070-10	21G	70mm	10
BPK-21100-5	21G	100mm	5
BPK-21100-10	21G	100mm	10
BPK-21150-5	21G	150mm	5
BPK-21150-10	21G	150mm	10

Los modelos comerciales del producto Kit Cánula b.Pack están compuestos por los siguientes elementos:

Elementos	Especificaciones técnicas
(1) Cánula	Diámetro: 18G, 20G y 21G Longitud: 50 mm, 70 mm, 100 mm y 150 mm Punta activa: 5 mm y 10 mm Composición química: Acero inoxidable 304L/316L, poliéster, poliacetal, polietileno de baja densidad
(1) Escala de planeamiento quirúrgico	Composición química: PVC
(1) Marcador quirúrgico	Composición química: Polipropileno, poliéster, violeta de Genciana 3% y alcohol isopropílico 30%

Los modelos comerciales se suministran en la siguiente presentación:

- Embalaje primario: Sobre de grado quirúrgico que contiene todos los elementos que componen el kit, según la presentación indicada anteriormente, junto con las 5 etiquetas de trazabilidad.
- Embalaje secundario: Caja de embalaje individual, elaborada en papel dúplex, que contiene el embalaje primario.
- Embalaje terciario: Caja de transporte.

Cada embalaje contiene únicamente 1 (un) modelo comercial del Kit Cánula b.Pack.

MODO DE USO DEL PRODUCTO

- 1- Asegurarse de que el embalaje no esté dañado.
- 2- Retirar los elementos del embalaje en un ambiente limpio utilizando técnicas asépticas.
- 3- Colocar al paciente según el procedimiento quirúrgico a realizar.
OBS: Si es necesario, utilizar la Escala de planificación quirúrgica y el Marcador quirúrgico para ayudar en la planificación de la punción y la localización del objetivo deseado.
- 4- Preparar el área de punción de la piel usando técnicas asépticas y antisépticas.

5- Realizar la punción percutánea de la cánula.

OBS: Si es necesario, utilizar fluoroscopia, ultrasonido o rayos X para asistir en la punción del objetivo.

6- Conectar el cable de estimulación al equipo estimulador para ayudar a la localización del nervio mediante el estímulo sensitivo y motor.

7- Realizar el procedimiento según lo deseado.

8- Al finalizar el procedimiento, todos los materiales deberán ser desechados de forma segura en el lugar correspondiente, siguiendo las regulaciones aplicables al descarte de material punzocortante y contaminado adoptadas por el hospital.

CONTRAINDICACIONES

- Infección o hematoma en la proximidad del sitio del procedimiento.
- Embarazo.
- Alteraciones neurológicas conocidas en el preoperatorio son una contraindicación relativa.
- Alteraciones en la coagulación, por ejemplo, durante la terapia con anticoagulantes, son una contraindicación relativa.
- Incapacidad para obtener el consentimiento del paciente.
- Hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados.
- Alergia al contraste, antibióticos y/o anestésicos locales empleados en el procedimiento.
- Cualquier condición médica, posquirúrgica, congénita, anatómica o psicológica que aumente el riesgo de reducción del desempeño del procedimiento.
- El uso de anestesia general no está indicado. Durante el procedimiento puede ser necesaria una respuesta sensitiva del paciente; por lo tanto, se recomienda que el tratamiento se realice bajo anestesia local.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar el producto, el usuario debe leer atentamente las instrucciones de uso, que le ayudarán a emplearlo de forma correcta y segura, además de protegerlo contra posibles riesgos.
- No utilice el producto fuera de la fecha de validez; verifique siempre que la indicación de esterilización sea correcta.
- El producto debe ser utilizado únicamente por profesionales médicos calificados, que posean el conocimiento y la experiencia necesarios para su uso adecuado, manejo de productos estériles y, especialmente, la comprensión de la importancia de mantener un ambiente completamente estéril en las salas de cirugía, donde el cuidado y la precaución en cada detalle son fundamentales para evitar riesgos de contaminación.
- Verifique la integridad del embalaje antes de utilizar el producto; en caso de violación, NO LO UTILICE, ya que la garantía de su esterilidad estará comprometida.
- Este producto es de uso único, esterilizado por Óxido de Etileno (ETO).
- Está prohibido reprocesar este producto; debe ser destruido y desechado en RESIDUOS HOSPITALARIOS.
- No se permite ninguna modificación en este producto.
- La eliminación del producto después de su uso debe seguir las regulaciones aplicables al descarte de material punzocortante y contaminado, de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos de Servicios de Salud del hospital, en conformidad con las orientaciones de la Comisión de Control de Infecciones Hospitalarias y lo previsto en la RDC 222/2018.

CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Para mantener la integridad del producto, este debe:
- Ser almacenado y transportado siempre protegido de la luz solar, altas temperaturas, humedad excesiva, suciedad y contacto con sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o explosivas.
- Mantener el embalaje sin perforaciones ni rasgaduras, y alejado de instrumentos cortantes o punzantes.
- No colocar bajo peso o volúmenes, ya que podrían dañar las características técnicas del producto.
- No colocar cerca o junto a diferentes categorías de productos, ya que podrían alterar sus características técnicas.
- Ser acondicionado y transportado siguiendo las buenas prácticas para el transporte de productos esterilizados.
- Este producto está esterilizado por óxido de etileno (ETO) y su embalaje no debe dañarse antes del uso.
- El transporte del producto debe realizarse en su embalaje original.
- Temperatura de almacenamiento: entre 15 °C y 30 °C.
- Humedad de almacenamiento: entre 30 % y 80 %.

Registro ANVISA N.º 80195529015

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La empresa **BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria bajo el n.º UY44WX94W79M, garantiza por **24 meses** a partir de la fecha de esterilización la calidad y la condición estéril de este producto, excepto en los casos de uso indebido o incumplimiento de las orientaciones contenidas en este documento.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)

Tel.: (+55 11) 5013-0010

E-mail: sac@bramsys.com.br

Sitio web: www.bramsys.com.br



ATTENTION: Carefully read all instructions before use. Follow all warnings and precautions mentioned in these instructions. Failure to observe these points may result in complications.

The availability of this Instruction for Use in a non-printed format – digital medium (www.bramsys.com.br/instrucoes-de-uso) – is in accordance with RDC No. 751/2022. A PDF reader is required, and the program can be downloaded for free at: <https://www.adobe.com/br/acrobat/pdf-reader.html>.

Check the product label for its manufacturing date, and download the version of the instruction for use corresponding to that date or an earlier one. Do not use an instruction for use with a revision/date (Revision: XX - day/month/year) different from the product purchased.

To obtain the instruction for use in printed format, contact us via email at sac@bramsys.com.br. There is no additional cost for sending the product instruction for use in printed or digital format.

This instruction for use is compatible with all commercial models of the b.Pack Cannula Kit family.

USE INSTRUCTIONS

B.PACK CANNULA KIT

INDICATION FOR USE / PURPOSE

The b.Pack Cannula Kit is indicated for anesthetic or neurolytic blocks of peripheral nerves, nerve plexuses, sympathetic ganglia, and joint blocks, as well as for diagnostic or therapeutic infiltrations and punctures (articular or extra-articular), with or without imaging guidance. It provides safety and precision during procedures and can be used with local anesthetics, neurolytic agents, and/or botulinum toxin, as well as with electrical stimulation (sensory and motor) to locate the target. The choice of technique and agents is the responsibility of the physician.

PRINCIPLE OF OPERATION / MECHANISM OF ACTION

The cannula is inserted into the patient, and its location can be determined anatomically, with or without the aid of fluoroscopy, ultrasound (via its echogenic tip), or X-ray. The All One Block Cannula Kit allows the combined use of percutaneous electrical stimulation to confirm the location of the selected target, enabling the execution of the desired procedure and the application of controlled temperature neuromodulation.

COMMERCIAL MODELS AND CONTENT

Code	Ø	Longitud	Active Tip
BPK-18050-5	18G	50mm	5
BPK-18070-5	18G	70mm	5
BPK-18070-10	18G	70mm	10
BPK-18100-5	18G	100mm	5
BPK-18100-10	18G	100mm	10
BPK-18150-5	18G	150mm	5
BPK-18150-10	18G	150mm	10
BPK-20050-5	20G	50mm	5
BPK-20070-5	20G	70mm	5
BPK-20100-5	20G	100mm	5
BPK-20100-10	20G	100mm	10
BPK-20150-5	20G	100mm	5
BPK-20150-10	20G	150mm	10
BPK-21050-5	21G	50mm	5
BPK-21070-10	21G	70mm	10
BPK-21100-5	21G	100mm	5
BPK-21100-10	21G	100mm	10
BPK-21150-5	21G	150mm	5
BPK-21150-10	21G	150mm	10

The commercial models of the b.Pack Cannula Kit consist of the following items:

Items	Technical Specifications
(1) Cannula	Diameter: 18G, 20G, and 21G Length: 50 mm, 70 mm, 100 mm, and 150 mm Active tip: 5 mm and 10 mm Chemical composition: Stainless steel 304L/316L, polyester, polyacetal, low-density polyethylene
(1) Surgical Planning Scale	Chemical composition: PVC
(1) Surgical Marker	Chemical composition: Polypropylene, polyester, Gentian Violet 3%, and isopropanol 30%

The commercial models are supplied in the following packaging presentation:

- Primary packaging: Surgical-grade envelope containing all items that make up the kit, as described above, along with five traceability labels.
- Secondary packaging: Individual packaging box made of duplex paper containing the primary packaging.
- Tertiary packaging: Transport box.

Each package contains only one (1) commercial model of the b.Pack Cannula Kit.

PRODUCT INSTRUCTIONS FOR USE

- 1- Ensure that the packaging is not damaged.

2- Remove the items from the package in a clean environment using aseptic techniques.

3- Position the patient according to the surgical procedure to be performed.

Note: If necessary, use the Surgical Planning Scale and Surgical Marker to assist in planning the puncture and locating the desired target.

4- Prepare the puncture site using aseptic and antiseptic techniques.

5- Perform the percutaneous puncture of the cannula.

Note: If necessary, use fluoroscopy, ultrasonography, or X-ray to assist in targeting the puncture site.

6- Connect the stimulation cable to the stimulator device to assist in nerve localization through sensory and motor stimulation.

7- Perform the procedure as intended.

8- After completing the procedure, all materials must be rendered unusable and disposed of in an appropriate location, following the applicable regulations for the disposal of sharp and contaminated materials adopted by the hospital.

CONTRAINDICATIONS

- Infection or hematoma near the procedure site.
- Pregnancy.
- Preoperative neurological alterations are considered a relative contraindication.
- Coagulation disorders, for example during anticoagulant therapy, are considered relative contraindications.
- Inability to obtain patient consent.
- Known hypersensitivity to the materials used.
- Allergy to contrast agents, antibiotics, and/or local anesthetics used during the procedure.
- Any medical, postoperative, congenital, anatomical, or psychological condition that increases the risk of reduced procedural performance.
- The use of general anesthesia is not recommended. During the procedure, a sensory response from the patient may be required; therefore, it is advised that the treatment be performed under local anesthesia.

PRECAUTIONS, RESTRICTIONS, AND WARNINGS

- Before using the product, the user must carefully read the instructions for use, which will assist in its correct and safe handling, as well as protect against possible risks.
- Do not use the product past its expiration date. Always verify that the sterilization indicator is correct.
- The product must be used only by qualified medical professionals who possess the necessary knowledge and experience for its proper use, including the handling of sterile products and, most importantly, the importance of maintaining a completely sterile environment in operating rooms, where attention and care with every detail are essential to prevent contamination risks.
- Check the integrity of the packaging before use. In case of any damage or violation, DO NOT USE the product, as its sterility will be compromised.
- This product is for single use only and is sterilized with Ethylene Oxide (ETO).
- Reprocessing of this product is strictly prohibited. It must be destroyed and disposed of as hospital waste.
- No modification to this product is allowed.
- After use, disposal of the product must follow applicable regulations for sharp and contaminated materials, in accordance with the hospital's Health Service Waste Management Plan, the guidance of the Hospital Infection Control Committee, and the provisions of RDC 222/2018.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

To maintain the integrity of the product, it must:

- Be stored and transported protected from sunlight, high temperatures, excessive humidity, dirt, and contact with flammable, corrosive, toxic, or explosive substances.
- Be kept in packaging that is not punctured or torn, and away from sharp or pointed instruments.
- Not be placed under heavy loads or volumes, as this may damage the product's technical characteristics.
- Not be stored or transported together with different product categories, as this may compromise its technical characteristics.
- Be stored and transported following good practices for the handling of sterilized products.
- This product is sterilized with Ethylene Oxide (ETO) and must not have its packaging damaged before use.
- Be transported in its original packaging.
- Storage temperature: Between 15°C and 30°C.
- Storage humidity: Between 30% and 80%.

ANVISA Registration No.: 80195529015

WARRANTY CERTIFICATE

The company **BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, duly authorized by the National Health Surveillance Agency (ANVISA) under registration No. UY44WX94W79M, guarantees for a period of **24 months** from the date of sterilization the quality and sterile condition of this product, except in cases of misuse or failure to comply with the instructions

CUSTOMER SERVICE (CS)

Phone: +55 11 5013 0010

E-mail: sac@bramsys.com.br

Site: www.bramsys.com.br